



**FRESENIUS
KABI**

製 造 廠 : Fresenius Kabi Austris GmbH
廠 址 : Hafnerstraße 36, A-8055 Graz, Austria
次級包裝廠 : Fresenius Kabi Austria GmbH
廠 址 : Am Gewerbepark 6, 8402 Werndorf, Austria

諾你健 N 靜脈輸注液 8%

Aminosteril N-Hepa 8% Solution for Infusion

衛署藥輸字第020706號
本藥限由醫師使用

[成份] 每毫升含

L-Isoleucine	10.40 mg
L-Leucine	13.09 mg
L-Lysine monoacetate	9.71 mg
=L-Lysine 6.88mg	
L-Methionine	1.10 mg
Acetylcysteine	0.70 mg
=L-cysteine 0.52mg	
L-Phenylalanine	0.88 mg
L-Threonine	4.40 mg
L-Tryptophan	0.70 mg
L-Valine	10.08 mg
L-Arginine	10.72 mg
L-Histidine	2.80 mg
Aminoacetic acid	5.82 mg
L-Alanine	4.64 mg
L-Proline	5.73 mg
L-Serine	2.24 mg
Glacial acetic acid	4.42 mg

賦形劑：

Water for injection add to 1.00 ml

Total nitrogen content 12.90 g/l
Theor. osmolarity 770 mosm/l

[適應症]

腸外營養補充劑。

〔禁忌症〕

氨基酸代謝不良・水份過多・低鈉血症・低鉀血症・腎功能不良・嚴重心臟機能不良。

註解：本品對於孕婦及兒童尚無臨床報告。

〔副作用〕

可能使胃液的分泌增加，而加重潰瘍，可視情況而給與H₂拮抗劑預防之。

〔用法用量〕

靜脈輸注：1.3~1.5 ml/kg BW/h，即30~35滴/min/70kg BW。

最大日劑量：1.5g氨基酸/kg BW/day，相當於1300 ml/day/70kg BW。

註解：經常注意血清中的電解質，水的平衡及酸鹼平衡。須加入適量的電解質及碳水化合物時，可經由Y型管加入。

〔使用期間〕

Aminosteril N Hepa 8%的使用期間長短，視治療的需要而定。

〔相互作用〕

由於會增加細菌污染的可能性及溶液不相容性，因此，氨基酸溶液不應於其他藥物混合。

有必要添加其他營養劑，如碳水化合物、脂肪乳劑、電解質、維他命，或小量成份時，應注意衛生及相容性充分混合之。

Aminosteril N Hepa 8% 添加其他成份後，不可貯存，應立即使用。

〔儲存條件〕

需避光且氣溫低於攝氏25度。

不可冷凍。

〔注意事項〕

超過有效期限後，不得使用。

溶液若呈霧狀或容器破損均不得使用。

應置於兒童取不及之處所。

〔包裝〕

250、500公撮玻璃瓶裝，每10瓶一箱。

藥商：台灣費森尤斯卡比股份有限公司

地址：10653台北市仁愛路三段32號5樓